



نماینده انحصاری:



DENTAMERICA®



MASTER-DENT®

محصولات  
شرکت تولیدی و بازرگانی  
**مروابون**

95 - 96



## اسید اچ / Etching Gel

- ژل اسید فسفریک ۳۷%
- قابل استفاده در ترمیم های کامپوزیتی، ارتودنسی و نگین دندانی
- افزایش قدرت باندینگ
- ویسکوزیته مناسب برای افزایش دقت کار
- شستشوی آسان
- کنتراست رنگی بالا
- اجتناب از اچ بیش از حد و در نتیجه کاهش حساسیت
- قیمت مناسب
- تیوپ ۴.۲ گرم

- Calcium Hydroxide Paste
- With Barium Sulfate



## اسید اچ جامبو / Jumbo Etching Gel

- اسید فسفریک جامبو
- ۵۰ میلی لیتر / ۶۷ گرم
- ژل اسید فسفریک جهت اچ کردن دندان، براکت ارتودنسی، نگین
- ویسکوزیته بهینه، کنتراست رنگ بالا
- به همراه سه سرنگ، کانکتور و سرسوزن
- دارای تائیدیه وزارت بهداشت
- بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه

## خمیر کلسیم هیدروکساید / Endo-Cal



- خمیر آماده کلسیم هیدروکساید
- پرکردن موقت کانال های عفونی
- خاصیت ضد باکتری قوی و تحریک تشکیل بافت سخت در عاج ریشه و ترمیم استخوان فک اطراف ریشه
- قابلیت استفاده همراه با گوتاپرکا و سیلرهای معمول در اندو
- ماندگاری: ۷ تا ۱۰ روز
- سرنگ 3 ml

- Calcium Hydroxide Paste
- With Barium Sulfate

## اسید اچ پرسلن / Cera-Etch

- ژل اسید هیدروفلوریک برای اچ کردن پرسلن
- آماده سازی سطح پرسلن برای باند قویتر با رزین و کامپوزیت
- جهت ترمیم پرسلن شکسته و رستوریشن های تمام چینی
- سرنگ 3 ml



- Porcelain Etch
- Hydro Fluoric Acid 9%

## ژل انعقاد خون / Alumstop



- ژل شفاف و بیرنگ آلومینیوم کلراید ۲۵%
- جهت بند آوردن خونریزی لثه در ترمیم های کلاس II, III و نیز
- قالبگیری و چسباندن رستوریشن های سرامیکی
- کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه
- بصورت ژل و با قوام مناسب و قابل کنترل در محیط دندان
- شستشوی آسان بدون بر جای گذاشتن باقیمانده رنگ
- سرنگ 3 ml

- Hemostatic Agent
- Aluminum Chloride 25%

## سمن زینک اکساید | Temporary Cement (ZOE)

### Quick Setting



- سمن موقت مناسب پانسمن دندان
- همراه با شتاب دهنده جهت کاهش زمان ستینگ
- به عنوان لایه محافظ مناسب زیر پر کردگی
- درمان غیرمستقیم پالپ (همراه با کلسیم هیدروکساید)
- چسباندن موقت روکش و بریج
- سمن موقت جهت پروتزهای ثابت
- هر جعبه حاوی ۳۰ گرم بخش پودری و ۱۸ میلی لیتر بخش مایع

## کلسیم هیدروکساید | Calcium Hydroxide

### Extra fine and Pure Powder (USP Grade)

#### پودر بسیار ریز و خالص (گرید دارویی)



- جهت استفاده تخصصی در دندانپزشکی
- جهت ضدعفونی کردن ریشه دندان
- مناسب جهت پانسمن انتهای کانال
- مناسب به عنوان پوشش پالپ و زیر لایه در زیر پر کردگی
- درمان غیرمستقیم پالپ (همراه با سیمان زینک اکساید- اوژنول تقویت شده)
- هر جعبه حاوی یک بسته ۲۵ گرمی می باشد

## اکسید روی | Zinc Oxide

### Extra fine and Pure Powder (USP Grade)

#### پودر بسیار ریز و خالص (گرید دارویی)



- پودر سفید و بی بو
- جهت استفاده تخصصی در دندانپزشکی
- به عنوان پر کننده ی موقت، لاینر حفره ها و کانال ریشه دندان
- سمن موقت و دائمی و مناسب به عنوان سمن جراحی
- دارای خاصیت آنتی باکتریال و التیام بخش زخم ها
- هر جعبه حاوی یک ظرف ۳۰ گرمی می باشد

## اوژنول | Eugenol

### Pure (USP Grade)

#### (گرید دارویی)



- روغن ضدعفونی کننده، ضد درد و التیام بخش
- درمان پالپ های باز
- انسداد موقت ریشه دندان در قسمتی از پالپ که رو باز است (بستن پالپ)
- ضدعفونی کننده ریشه دندان
- درمان خشکی حفره که ممکن است بعد از استخراج ایجاد شود
- هر جعبه حاوی یک ظرف ۲۰ میلی لیتری است

### Chlorhexidine Gluconate 2% / Root Canal Disinfecting

ژل کلرهگزیدین ۲ درصد



- مناسب جهت آماده سازی کانال ریشه دندان
- جهت از بین بردن میکروارگانیسم های مقاوم مانند آنتروکوک فوکالیس و کاندیدا الیکانس
- خاصیت ضد عفونی کننده در درمان اندودنتیک در شستشوی نهایی با زمان باقیماندن بیشتر در ریشه
- افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
- در التهاب های غیر قابل التیام در بافت های اطراف راس ریشه به کار می رود
- اثربخشی قویتر نسبت به سدیم هیپوکلریت
- فعالیت آنتی باکتریال موثر و طولانی مدت
- ویسکوزیته مناسب ژل جهت کنترل روند کار در ریشه
- ژل کلرهگزیدین ۲% حاوی اسانس نعنا بوده که آنتی سپتیک و التیام دهنده موضعی است
- هر جعبه حاوی یک سرنگ ۳ میلی لیتری همراه با سرسوزن و Cap مناسب می باشد

### محلول ۱۷% EDTA Solution | EDTA %17

#### Root Canal Cleanser

محلول آبی ادتا جهت شستشوی کانال ریشه دندان



- مایع شفاف، بیرنگ و بی بو
- جهت شستشوی کانال ریشه دندان در حین درمان اندودنتیک
- عالی برای شستشوی نهایی
- نرم کردن ریشه دندان و حل کردن کلسیم با اثر کی لیت
- آسان جهت باز کردن و پاکسازی کانال
- PH خنثی
- هر جعبه حاوی ۳۰ میلی لیتر محلول است

### ژل ۱۷% EDTA | ENDO - Gel

#### EDTA Gel for Root Canal Cleanser

ژل ادتا جهت پاکسازی کانال ریشه دندان



- پاکسازی ریشه دندان از نمک های کلسیم و پالپ
- ویسکوزیته مناسب ژل جهت کنترل روند کار
- پاکسازی شیمیایی - مکانیکی کانال ریشه دندان در حین درمان اندودنتیک
- عالی برای پاکسازی نهایی ریشه دندان، باز کردن و شکل دهی به کانال
- استفاده آسان
- هر جعبه حاوی یک سرنگ ۵ میلی لیتری به همراه سرسوزن مناسب می باشد

### مروا - پرپ | Morva-Prep

#### EDTA Cream for Root Canals Cleaning and Preparation For Chemo-Mechanical Preparation of Root Canals

کرم ادتا جهت آماده سازی و پاکسازی شیمیایی - مکانیکی کانال ریشه دندان



- حاوی EDTA ۱۵% و اوره پروکساید ۱۰%
- سهولت عمل فایلینگ
- برداشتن لایه اسمیر داخل کانال و حذف بیونهای کلسیم از دیواره و پالپ
- محصولی ایده آل برای تمیز و آماده کردن کانال برای استفاده از فایله و ریمرها
- مناسب حتی برای کانال های باریک در دندان های خلفی
- خارج کردن مواد غیرآکی توسط کی لیت کردن
- نرم کردن و شکل دادن به دیواره کانال دنتین و باز کردن توبولهای دنتینال
- پاکسازی پالپ با آزاد کردن حبابهای اکسیژن توسط اوره پروکساید در صورت استفاده همزمان با هیپوکلریت سدیم

 **apixia**<sup>®</sup>  
DIGITAL IMAGING

  
**ORVABON**

  
**THOMAS**

**MASTER-DENT**<sup>®</sup> //

  
**TOR-VM**

**DENTAMERICA**<sup>®</sup>

